

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Notch2 토끼 다클론 항체 - Q04721

품목 번호: CM0023175



소개

인간, 마우스, 래트의 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 Anti-NOTCH2 토끼 다클론 항체입니다. 타겟: 세포 운명 결정, 뼈 재형성 및 암에 관여하는 ~265kDa NOTCH2 수용체(Q04721).

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	NOTCH2 토끼 pAb
비고/별칭	NOTCH2; AGS2; HJCYS; hN2; notch 2
종	인간
유전자 ID	4853
면역원	인간 NOTCH2(NP_077719.2) 아미노산 1697-1819 내 서열에 해당하는 재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q04721
단백질 무게	265kDa
배송	아이스팩