

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Notch3 다클론 항체 - Q9Um47

품목 번호: CM0017423



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 NOTCH3 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. Notch 신호 전달, CADASIL 및 세포 운명 결정 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NOTCH3 토끼 pAb
비고/별칭	IMF2, LMNS, CASIL, CADASIL, CADASIL1, NOTCH3
종	인간
유전자 ID (인간)	4854
면역원	인간 NOTCH3(NP_000426.2)의 아미노산 751-850에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q9UM47
단백질 분자량	244kDa
배송	아이스팩