

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Notch3 폴리클론항체 - Q9Um47

품목 번호: CM0016182



소개

인간 NOTCH3(Q9UM47)를 표적하는 폴리클론 토끼 항체. WB, IHC-P, ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 노치 신호 전달, 발생 생물학 및 CADASIL 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NOTCH3 Rabbit pAb
비고/별칭	IMF2; LMNS; CASIL; CADASIL; CADASIL1; NOTCH3
종	인간
유전자 ID (인간)	4854
유전자 ID	4854
면역원	인간 NOTCH3 (NP_000426.2)의 아미노산 2200-2321 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UM47
단백질 분자량	244kDa
배송	아이스백