


웨스턴 블롯(Wb), If/Icc, Elisa용 Anti-Notch4 폴리클론 항체 - Q99466

품목 번호: CM0025454



소개

인간 NOTCH4(INT3)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응. 노치 신호 전달 및 발생 생물학 연구에 적합. SWISS: Q99466.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NOTCH4 Rabbit pAb
비고/별칭	INT3; NOTCH4
종	인간
유전자 ID (인간)	4855
면역원	인간 NOTCH4 (NP_004548.3)의 아미노산 1824-2003 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99466
단백질 분자량	210kDa
배송	아이스백