

Wb, Elisa용 Anti-Nox1 폴리클로날 항체 - Q9Y5S8

품목 번호: CM0030353

소개

인간 NADPH 산화효소 1 (NOX1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 초과산화물 신호 전달, 암 생물학 및 결장 조직 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NOX1 Rabbit pAb
비고/별칭	MOX1; NOH1; NOH-1; GP91-2; NOH-1L; NOX1
종	인간
유전자 ID (인간)	27035
유전자 ID	27035
면역원	인간 NOX1 (NP_008983.2)의 아미노산 241-340 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9Y5S8
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백