

Wb, Elisa용 Anti-Nox1 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Y5S8

품목 번호: CM0010204

소개

Anti-NOX1 Rabbit Monoclonal Antibody (WB 및 ELISA용 검증 완료). 인간 NOX1(65 kDa NADPH 산화효소)을 검출합니다. 대장, 자궁, 전립선 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD Validated] NOX1 Rabbit mAb
비고/별칭	MOXI; NOH1; NOH-1; GP91-2; NOH-1L
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	27035
항원(Immunogen)	인간 NOX1 (NP_008983.2)의 아미노산 241-340에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9Y5S8
단백질 분자량	65kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)