

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Nox1 토끼 다클론 항체 - Q9Y5S8

품목 번호: CM0014321

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA 용도로 설계된 Anti-NOX1 토끼 다클론 항체입니다. 결장암 및 전립선암과 관련된 막 결합형 슈퍼옥사이드 생성효소인 인간 NADPH 산화효소 1(NOX1)을 인식합니다. 진단 연구 및 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NOX1 토끼 pAb
비고/별칭	MOX1; NOH1; NOH-1; GP91-2; NOH-1L; NOX1
종	인간
유전자 ID(인간)	27035
면역원	인간 NOX1(NP_008983.2)의 아미노산 200-300번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y5S8
단백질 분자량	65 kDa
배송	아이스팩