

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Nox2/Gp91Phox 폴리클로날 항체 - P04839

품목 번호: CM0022572



소개

인간 NOX2/gp91phox에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. NADPH 산화효소 복합체 및 초과산화물 생성 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NOX2/gp91phox Rabbit pAb
비고/별칭	CGD; CGDX; NOX2; IMD34; AMCBX2; GP91-1; GP91PHOX; p91-PHOX; GP91-PHOX; NOX2/gp91phox
종	Human
GeneID (인간)	1536
GeneID	1536
면역원	인간 NOX2/gp91phox (NP_000388.2)의 아미노산 385-570 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P04839
단백질 분자량	65kDa
배송	Ice bag