

## Wb 및 Elisa용 Anti-Nox2/Gp91Phox 토끼 단일클론 항체 - P04839

품목 번호: CM0002209



### 소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-NOX2/gp91phox 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 그리고 랫트의 NOX2와 반응합니다. 식세포의 NADPH 산화효소 기능 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | NOX2/gp91phox Rabbit mAb                                                             |
| 비고/별칭                    | CGD; CGDX; NOX2; IMD34; AMCBX2; GP91-I; GP91PHOX; p91-PHOX; GP91-PHOX; NOX2/gp91phox |
| 종(Species)               | 사람(Human)                                                                            |
| GeneID (사람)              | 1536                                                                                 |
| GeneID                   | 1536                                                                                 |
| 면역원(Immunogen)           | 합성 펩타이드(Synthetic Peptide)                                                           |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                                           |
| 카테고리                     | 단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)                                                       |
| 어플리케이션(Application)      | WB, ELISA                                                                            |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)                                                         |
| SWISS                    | P04839                                                                               |
| 단백질 분자량(Protein Weight)  | 65kDa                                                                                |
| 배송(Shipping)             | 아이스 백(Ice bag)                                                                       |