

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Noxa2/P67Phox 다클론 항체 - P19878

품목 번호: CM0014730



소개

인간 NOXA2/p67phox (NCF2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, ELISA에 사용 가능합니다. 마우스와 교차 반응성이 있으며 재조합 면역원을 사용해 NADPH 옥시다제 및 슈퍼옥사이드 생성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NOXA2/p67phox 토끼 pAb
비고/별칭	NCF-2; NOXA2; P67PHOX; P67-PHOX; NOXA2/p67phox
종	인간
유전자ID (인간)	4688
유전자ID	4688
면역원	인간 NOXA2/p67phox (NP_000424.2)의 아미노산 227-526에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P19878
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스 팩