

## Anti-Noxa2/P67Phox Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P19878

품목 번호: CM0012020



### 소개

인간 NOXA2/p67phox (NCF2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 식세포 산화효소 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

| 파라미터           | 값                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품명            | NOXA2/p67phox Rabbit mAb                                           |
| 비고/별칭          | NCF-2, NOXA2, P67PHOX, P67-PHOX, NOXA2/p67phox                     |
| 종              | 인간                                                                 |
| GeneID (Human) | 4688                                                               |
| GeneID         | 4688                                                               |
| 면역원            | 인간 NOXA2/p67phox (P19878)의 아미노산 200-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 원천             | 토끼                                                                 |
| 범주             | 단일클론 항체                                                            |
| 응용 분야          | WB, IHC-P, ELISA                                                   |
| 교차 반응성         | 마우스, 래트                                                            |
| SWISS          | P19878                                                             |
| 단백질 분자량        | 60kDa                                                              |
| 배송             | 아이스백                                                               |