

Wb 및 Elisa용 항-Npas3 다클론 항체 - Q8Ixf0

품목 번호: CM0019573

소개

인간 NPAS3를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 인간 및 래트 NPAS3(~101 kDa)를 검출합니다. 신경 발생 및 정신분열증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NPAS3 토끼 pAb
비고/별칭	MOP6; PASD6; bHLHe12; NPAS3
종	인간
유전자ID (인간)	64067
유전자ID	64067
면역원	재조합 단백질 인간 NPAS3(NP_001158221.1)의 아미노산 400-700에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	Q8IXF0
단백질 분자량	101kDa
배송 방식	아이스백