


Wb, Ihc-P, If-P, Elisa용 Anti-Npc2 단일클론 항체 - P61916

품목 번호: CM0007627



소개

인간 NPC2를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 콜레스테롤 수송 및 니만-픽병 C형 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	니만-픽병 C2형(NPC2) 토끼 mAb
비고/별칭	HEI; EDDM1; 니만-픽병 C2형(NPC2)
종	인간
유전자 ID (인간)	10577
유전자 ID	10577
면역원	인간 니만-픽병 C2형(NPC2) 재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P61916
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백