


웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Npff 폴리클로날 항체 - O15130

품목 번호: CM0025786



소개

인간 NPFF에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 쥐와 교차 반응하여, 신경펩타이드 기능 및 통증 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NPFF Rabbit pAb
비고/별칭	FMRFAL; NPFF
종	인간
GeneID (인간)	8620
GeneID	8620
면역원	인간 NPFF (NP_003708.1)의 아미노산 34-113에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	O15130
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백