


Anti-Nphp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15259

품목 번호: CM0029171



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 토끼 다클로날 anti-NPHP1 항체; 인간, 마우스 및 랫트 신장낭종단백질-1(nephrocystin-1)을 검출; 섬모병증 및 신장 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NPHP1 Rabbit pAb
비고/별칭	NPH1; JBTS4; SLSN1; NPHP1
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	4867
유전자 ID	4867
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	O15259
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스 팩