

Wb, If/Icc, Elisa용 항Nphp4 토끼 다클론 항체 - O75161

품목 번호: CM0030783

소개

인간 NPHP4(네프로시스틴-4)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응하여 섬모병 및 신장 질환 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NPHP4 Rabbit pAb
비고/별칭	POC10; SLSN4; NPHP4
종	인간
유전자ID (인간)	261734
유전자ID	261734
면역원	인간 NPHP4 (NP_055917.1)의 아미노산 1247-1426에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75161
단백질 분자량	158kDa
배송 방식	아이스 팩