

Wb, Elisa용 항-Nphs2 다클론 항체 - Q9Np85

품목 번호: CM0020171

소개

인간 NPHS2(포도신)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 사구체 투과성 및 신증후군 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 파라미터       | 값                                                                   |
| 제품명        | NPHS2 토끼 pAb                                                        |
| 비고/별칭      | PDCN; SRN1; NPHS2                                                   |
| 종          | 인간                                                                  |
| 유전자ID (인간) | 7827                                                                |
| 유전자ID      | 7827                                                                |
| 면역원        | 합성 펩타이드 인간 NPHS2 (NP_055440.1)의 아미노산 300-388 범위 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드. |
| 기원         | 토끼                                                                  |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                              |
| 적용 분야      | WB, ELISA                                                           |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트                                                         |
| SWISS      | Q9NP85                                                              |
| 단백질 분자량    | 42kDa                                                               |
| 배송 방식      | 아이스팩                                                                |