


Anti-Npl Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Bxd5

품목 번호: CM0025706



소개

WB 및 ELISA 응용을 위한 Anti-NPL 토끼 폴리클론 항체. 인간 N-아세틸뉴라미네이트 리아제를 검출하며, 쥐 및 래트와 교차 반응성을 가집니다. 재조합 단백질 면역원. 시알산 대사 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NPL Rabbit pAb
비고/별칭	NAL; C112; NPL1; Clorf13; NPL
종	인간
유전자 ID (인간)	80896
유전자 ID	80896
면역원	인간 NPL (NP_110396.1)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐, 래트
SWISS	Q9BXD5
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백