


Anti-Nploc4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q8Tat6

품목 번호: CM0028003



소개

NPLOC4 Rabbit Polyclonal Antibody (WB, IF/ICC, ELISA)는 인간 NPLOC4를 타겟으로 하며, 이는 유비퀴틴 의존성 단백질 분해 경로의 핵심 구성 요소입니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	NPLOC4 Rabbit pAb
비고/별칭	NPL4; NPLOC4
종(Species)	Human
GeneID (인간)	55666
GeneID	55666
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
원천(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q8TAT6
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스 팩