

Wb, Elisa용 Anti-Npm3 폴리클로널 항체 - O75607

품목 번호: CM0020832

소개

인간 NPM3 (Nucleoplasmin-3)를 타겟으로 하는 토끼 폴리클로널 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. NPM3는 크로마틴 리모델링 및 리보솜 생성에 관여하므로, 이 항체는 핵 단백질 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NPM3 Rabbit pAb
비고/별칭	PORMIN; TMEM123; NPM3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	10360
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 NPM3 (NP_008924.1)의 아미노산 30-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O75607
단백질 분자량	19kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)