

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Nppa 토끼 폴리클로날 항체 - P01160

품목 번호: CM0014630



소개

인간 NPPA(심방 나트륨이노 펩타이드 A)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 반응합니다. 심혈관 및 신장 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NPPA Rabbit pAb
비고/별칭	ANF; ANP; CDD; CDP; PND; ATFB6; ATRST2; CDD-ANF; NPPA
종	인간
GeneID (인간)	4878
면역원	합성 펩타이드 인간 NPPA (NP_006163.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P01160
단백질 분자량	16 kDa
배송	아이스백