


Anti-Npr3 (Anp-C) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P17342

품목 번호: CM0025605



소개

인간 NPR3(ANP-C 클리어런스 수용체)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 나트륨이노펩타이드 신호전달 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	NPR3 Rabbit pAb
비고/별칭	NPRC; ANP-C; ANPRC; BOMOS; NPR-C; ANPR-C; GUCY2B; C5orf23; NPR3
종	인간
GeneID (Human)	4883
GeneID	4883
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17342
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백