

Wb 및 Elisa용 항-Npsr1 토끼 다클론 항체 - Q6W5P4

품목 번호: CM0019229

소개

인체 NPSR1(신경펩타이드 S 수용체)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 검증을 완료하였으며, 인체에 특이적이고 C-말단 펩타이드를 항원으로 제작되었습니다. GPCR 신호 전달 및 천식 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NPSR1 토끼 pAb
비고/별칭	GPRA; NPSR; VRR1; ASRT2; PGR14; GPR154; NPSR1
종	인체(Human)
유전자 ID (인체)	387129
유전자 ID	387129
면역원	인체 NPSR1(NP_001287863.1)의 아미노산 200번부터 C-말단까지의 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체
SWISS	Q6W5P4
단백질 무게	43kDa
배송	아이스팩