

Wb 및 Elisa용 Anti-Nptx2 토끼 다클로날 항체 - P47972

품목 번호: CM0014069

소개

인간 뉴런 펜트랙신-2(NPT)2를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로트 및 ELISA에 적합합니다. 시냅스 가소성 및 신경생물학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NPTX2 Rabbit pAb
비고/별칭	NP2, NARP, NP-II, NPTX2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4885
유전자 ID	4885
면역원	인간 NPTX2 (NP_002514.1)의 아미노산 90-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P47972
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)