


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Npy 토끼 다클론 항체 - P01303

품목 번호: CM0026511



소개

인체 NPY(Pro-neuropeptide Y)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증 완료. 마우스 및 랫드와 교차 반응함. 신경펩타이드 Y 신호 전달 및 섭식 행동 연구에 이상적임.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NPY 토끼 pAb
비고/별칭	PYY4; NPY
종	인체
GeneID (인체)	4852
GeneID	4852
면역원	재조합 단백질 NPY의 아미노산 29-97에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_000896.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 랫드
SWISS	P01303
단백질 무게	11kDa
배송	아이스팩