

Wb, Elisa용 항-Npy4R 토끼 다클론 항체 - P50391

품목 번호: CM0027128



소개

인간 NPY4R을 표적으로 하는 WB 및 ELISA용 NPY4R 토끼 pAb입니다. 재조합 면역원 (아미노산 1-80번). 인간 샘플에서 검증되었습니다. 42kDa, 아이스 배송됩니다. 신경펩타이드 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NPY4R 토끼 pAb
비고/별칭	Y4; PPI; PPYR1; NPY4-R; NPY4R
종	인간
유전자ID	5540
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P50391
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스 팩