

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Npy5R 토끼 단일클론 항체 - Q15761

품목 번호: CM0011535

소개

인간 NPY5R (SWISS: Q15761)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 쥐와의 교차 반응성이 확인된 WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증되었습니다. 신경 펩타이드 Y 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NPY5R Rabbit mAb
비고/별칭	NPYR5; NPY5-R; NPYY5-R; NPY5R
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4889
유전자 ID	4889
항원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 NPY5R (Q15761)의 아미노산 1-100 내부의 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q15761
단백질 분자량	51kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)