

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Nqo1 폴리클로날 항체 - P15559

품목 번호: CM0014171



소개

인간 NQO1(퀴논 환원효소 1)을 표적하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IHC 파라핀, 면역형광법 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 산화 환원 대사, 화학요법 내성 및 프로테아좀 경로 조사에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NQO1 Rabbit pAb
비고/별칭	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; NQO1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	1728
GeneID	1728
면역원(Immunogen)	인간 NQO1 (NP_000894.1)의 아미노산 1-274에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P15559
단백질 분자량(Protein Weight)	31kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)