

Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Nqo1 Rabbit Monoclonal Antibody - P15559

품목 번호: CM0006410



소개

WB, IHC-P, IP, ELISA용 재조합 토끼 단일클론 NQO1 항체입니다. 인간, 마우스, 래트의 내인성 NQO1(~31kDa)을 검출합니다. 퀴논 대사, 산화 스트레스, 프로테아좀 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NQO1 Rabbit mAb
비고/별칭	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMORI; NMORI; NQO1
종	인간
GeneID (인간)	1728
GeneID	1728
면역원	인간 NQO1 (NP_000894.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P15559
단백질 무게	31kDa
배송	아이스백