

Ko 검증된 Anti-Nqo1 Rabbit Monoclonal Antibody (Wb, Ihc-P, If-P, Elisa 용) - P15559

품목 번호: CM0007544



소개

KO 검증된 NQO1 토끼 단일클론 항체, WB, IHC-P, IF-P, ELISA에 적합. 인간, 마우스, 랫드 NQO1 (31 kDa) 검출. 산화환원 생물학 및 암 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] NQO1 Rabbit mAb
비고/별칭	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; [KD 검증] NQO1
종	인간
유전자 ID (인간)	1728
유전자 ID	1728
면역원	인간 NQO1 (NP_000894.1)의 아미노산 1-274에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P15559
단백질 분자량	31 kDa
배송	아이스백