

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Nqo1 토끼 다클론 항체 - P15559

품목 번호: CM0015624



소개

인간 NQO1(NAD(P)H 탈수소효소 [퀴논] 1)에 대한 토끼 다클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 산화환생물학 및 암 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NQO1 토끼 pAb
비고/별칭	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; NQO1
종	인간
GeneID (인간)	1728
GeneID	1728
면역원	인간 NQO1 (NP_000894.1)의 아미노산 1-274에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P15559
단백질 분자량	31kDa
배송 방식	아이스 팩