

Wb, Elisa용 Anti-Nqo2 단일클론 항체 - P16083

품목 번호: CM0009511



소개

인간 NQO2(퀴논 환원효소 2)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 세포 해독 경로와 비타민 K 의존성 카르복실화 연구에 유용한 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NQO2 토끼 mAb
비고/별칭	QR2; DHQV; DIA6; NMOR2; NQO2
종	인간
유전자 ID(인간)	4835
면역원	합성 펩타이드 - 인간 NQO2(P16083)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	P16083
단백질 분자량	26 kDa
배송	아이스팩