

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Nqo2 폴리클로날 항체 - P16083

품목 번호: CM0016468



소개

인간 NQO2에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 해독 및 비타민 K 생합성의 퀸 환원효소 연구에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	NQO2 Rabbit pAb
비고/별칭	QR2; DHQV; DIA6; NMOR2; NQO2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4835
GeneID	4835
면역원	인간 NQO2 (NP_000895.2)의 아미노산 1-231에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P16083
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백