


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Nr0B1 폴리클로날 항체 - P51843

품목 번호: CM0024477



소개

인간 NR0B1 (DAX1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 핵 수용체 코억제 및 HPA 축 발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NR0B1 Rabbit pAb
비고/별칭	AHC; AHX; DSS; GTD; HHG; AHCH; DAX1; DAX-1; NROB1; SRXY2; NR0B1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	190
GeneID	190
면역원	인간 NR0B1 (NP_000466.2)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P51843
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)