


Wb 및 Elisa용 Anti-Nr1H4 토끼 다클로날 항체 - Q96Ri1

품목 번호: CM0018062



소개

인간 NR1H4 (FXR)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅(WB) 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 담즙산 수용체 연구 및 대사 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NR1H4 Rabbit pAb
비고/별칭	BAR; FXR; HRR1; HRR-1; PFIC5; RIP14; NR1H4
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	9971
유전자 ID	9971
면역원	재조합 단백질; 인간 NR1H4 (NP_001193922.1)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q96RI1
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)