


Wb용 Anti-Nr1I3 토끼 다클론 항체 - Q14994

품목 번호: CM0021277



소개

WB, IF/ICC, IP, ELISA에 적합한 NR1I3(CAR) 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드에서 검증되었습니다. 핵 수용체 신호전달 및 외인성 물질 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NR1I3 토끼 pAb
비고/별칭	CAR; CAR1; MB67; NR1I3
종	인간
GeneID (인간)	9970
GeneID	9970
면역원	인간 NR1I3(NP_001070948.1)의 아미노산 103-352에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q14994
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스팩