

Anti-Nr2C1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P13056

품목 번호: CM0030206

소개

Human NR2C1 (TR2)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 67 kDa 고립 핵 수용체(orphan nuclear receptor)를 검출합니다. 전사 억제, 줄기세포 및 레티노산 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NR2C1 Rabbit pAb
비고/별칭	TR2; NR2C1
종(Species)	Human (인간)
Gene ID (Human)	7181
Gene ID	7181
면역원(Immunogen)	Human NR2C1 (NP_003288.2)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간), Mouse (마우스)
P13056	
단백질 분자량	67kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)