


Wb, Elisa용 Anti-Nr2C2 토끼 다클로날 항체 - P49116

품목 번호: CM0030733



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-NR2C2 토끼 다클로날 항체; 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 전사 조절, 정자 형성 및 배아 발달에 관여하는 고아 핵 수용체 TR4를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NR2C2 Rabbit pAb
비고/별칭	TR4; TAK1; NR2C2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	7182
GeneID	7182
면역원	인간 NR2C2 (NP_003289.2)의 아미노산 240-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P49116
단백질 크기	65kDa
배송	아이스 백(Ice bag)