

Anti-Nr2C2Ap 폴리클론항체 (Wb, Elisa용) - Q86Wq0

품목 번호: CM0016248

소개

인간 NR2C2AP에 대한 토끼 폴리클론항체로, NR2C2 매개 전사 활성화의 핵 억제자입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 유전자 조절 및 핵 수용체 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NR2C2AP Rabbit pAb
비고/별칭	TRA16; NR2C2AP
종	인간
GeneID (인간)	126382
GeneID	126382
면역원	인간 NR2C2AP (NP_795361.1)의 아미노산 1-139에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q86WQ0
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스백