


## Wb 및 Elisa용 항-Nr2C2/Tr4 토끼 단클론 항체 - P49116

품목 번호: CM0006395



### 소개

인간 NR2C2/TR4에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 핵 수용체 신호 전달, 정자 형성 및 배아 발달 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | NR2C2 / TR4 토끼 단클론 항체                                               |
| 비고/별칭       | TR4; TAK1; NR2C2 / TR4                                              |
| 종           | 인간                                                                  |
| GeneID (인간) | 7182                                                                |
| GeneID      | 7182                                                                |
| 면역원         | 인간 NR2C2 / TR4 (NP_003289.2)의 아미노산 460-555번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질입니다. |
| 기원          | 토끼                                                                  |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                              |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                           |
| 교차 반응성      | 인간, 생쥐, 쥐                                                           |
| SWISS       | P49116                                                              |
| 단백질 분자량     | 65kDa                                                               |
| 배송 방식       | 아이스 팩                                                               |