


Wb 및 Elisa용 Anti-Nr2E1/TLx 단일클론 항체 - Q9Y466

품목 번호: CM0005742



소개

인간 NR2E1/TLX (핵 수용체 TLX)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 뇌 발생 및 망막 생성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NR2E1/TLX Rabbit mAb
비고/별칭	TLL; TLX; XTLL; NR2E1/TLX
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7101
GeneID	7101
면역원(Immunogen)	인간 NR2E1 (Q9Y466)의 아미노산 1-100 내부의 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9Y466
단백질 분자량(Protein Weight)	43kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)