


Wb, Elisa용 Anti-Nr2E1/TLx 폴리클로날 항체 - Q9Y466

품목 번호: CM0025228



소개

인간 NRR2E1/TLX (핵 수용체 TLX)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 인간 및 마우스와 반응합니다. 뇌 발달, 망막 생물학 및 핵 수용체 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	NR2E1/TLX Rabbit pAb
비고/별칭	TLL; TLX; XTLL; NR2E1/TLX
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7101
GeneID	7101
면역원(Immunogen)	인간 NR2E1/TLX (NP_003260.1)의 아미노산 106-385에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9Y466
단백질 분자량(Protein Weight)	43kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)