


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Nr2F2 토끼 다클로날 항체 - P24468

품목 번호: CM0015251



소개

인간 NR2F2 (COUP 전사 인자 2)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 어플리케이션에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 전사 조절 및 난소 발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NR2F2 Rabbit pAb
비고/별칭	ARPI; ARP-1; CHTD4; NF-E3; SRXX5; SVP40; COUPTF2; COUPTFB; TFCOUP2; COUPTFII; NR2F2
종	Human
GeneID (인간)	7026
GeneID	7026
면역원	인간 NR2F2 (NP_066285.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	다클로날 항체
어플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P24468
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스 팩