


Wb, Ihc-P용 항Nr5A2 다클론 항체 - O00482

품목 번호: CM0018409



소개

WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 토끼 다클론 NR5A2 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응합니다. 간 발달, 콜레스테롤 대사 및 B형 간염 바이러스 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NR5A2 토끼 pAb
비고/별칭	B1F, CPF, FTF, B1F2, LRH1, LRH-1, FTZ-F1, hB1F-2, FTZ-F1beta, NR5A2
종	인간
GeneID (인간)	2494
GeneID	2494
면역원	인간 NR5A2 (NP_995582.1)의 아미노산 300-541에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00482
단백질 분자량	61kDa
배송 방식	아이스백