

Anti-Nras Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P01111

품목 번호: CM0028193



소개

Western blot, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 NRAS Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 인간, 마우스, 랫트 NRAS를 검출합니다. Ras-MAPK 경로 및 종양학 연구에 적합합니다. UniProt P01111.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NRAS Rabbit pAb
비고/별칭	NS6; CMNS; KRAS; NCMS; ALPS4; N-ras; NRAS1; NRAS
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	4893
유전자 ID	4893
항원(Immunogen)	인간 NRAS (NP_002515.1)의 아미노산 90-189 내부의 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P01111
단백질 분자량	21kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)