


Wb 및 Elisa용 Anti-Nrcam 폴리클로널 항체 - Q92823

품목 번호: CM0022845



소개

WB 및 ELISA용 Anti-NRCAM 폴리클로널 항체(토끼).
신경 돌기 성장 및 랑비에 결절 형성에 중요한 신경 세포
부착 분자인 인간 및 마우스 NRCAM을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NRCAM Rabbit pAb
비고/별칭	NEDNMS; NRCAM
종	Human
유전자 ID (인간)	4897
유전자 ID	4897
면역원	인간 NRCAM (Q92823)의 아미노산 25-115에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q92823
단백질 분자량	144kDa
배송	아이스 팩