

Anti-Nrd1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O43847

품목 번호: CM0029928

소개

인간 NRD1(나르딜리신)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 쥐 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 축삭 성숙, 수초 형성 및 프로테아제 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NRD1 Rabbit pAb
비고/별칭	NRD1; hNRD1; hNRD2
종	인간
유전자 ID (인간)	4898
유전자 ID	4898
면역원	재조합 단백질 인간 NRD1(NP_001095132.1)의 아미노산 160-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 래트
SWISS	O43847
단백질 분자량	132kDa
배송	아이스백