


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Nrf2 다클론 항체 - Q16236

품목 번호: CM0014692



소개

인간 NRF2에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 산화 스트레스, 세포 보호 및 선천 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NRF2 토끼 pAb
비고/별칭	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
종	인간
GeneID (인간)	4780
GeneID	4780
면역원	인간 NRF2의 아미노산 366-605에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_006155.2)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q16236
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스팩