


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Nrf2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q16236

품목 번호: CM0014689



소개

인간 NRF2(NP_006155.2, Q16236)에 대한 Rabbit polyclonal antibody로 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 사용 가능합니다. 인간, 마우스, 랫트에서 검증되었습니다. 산화 스트레스, 자가포식, 선천성 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NRF2 Rabbit pAb
비고/별칭	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
종	인간
GeneID (Human)	4780
GeneID	4780
면역원	재조합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q16236
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백