


Wb, Elisa용 항-Nrip1 다클론 항체 - P48552

품목 번호: CM0025175



소개

NRIP1(RIP140)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 일주기 리듬과 신장 발달에 관여하는 전사 조절 인자인 인간 및 생쥐 NRIP1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NRIP1 토끼 pAb
비고/별칭	CAKUT3; RIP140; NRIP1
종	인간
유전자ID (인간)	8204
유전자ID	8204
면역원	인간 NRIP1 (NP_003480.2)의 아미노산 939-1158에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P48552
단백질 분자량	127kDa
배송	아이스 팩